



SPOT-LIGHT

für OMNI-TRACT Retractorsysteme



Das SPOT-LIGHT wird mittels einer Omni-Tract Side-Snap-Clamp (11030) auf den Brustbeinrahmen aufgesteckt und an handelsübliche Lichtleitkabel angekoppelt. Wenn keine Side-Snap-Clamp vorhanden, bitte gesondert anfragen.



**moriz süd medizintechnik, Kelterstr. 51 / 1, D-74336 Brackenheim
Tel.07135-937-445 Fax 07135-937-803 www.moriz-sued.de info@moriz-sued.de**